

## Viktig informasjon fra Norsk Helsenett: Blåresept: endring av IP-adresse

Brukere av **CGM Medical Cloud** trenger ikke lese videre. Endringene utføres av CGM og du som bruker trenger ikke foreta deg noe selv.

### Norsk helsenett flytter Blåresept til ny infrastruktur

Planlagt tid for endring: **15.12.2025, 07:30 – 09:00.**

Nettsiden «*blaresept.helsedirektoratet.no*» får ny IP-adresse på helsenett: 83.118.132.2. Alle brukersteder må oppdatere sine brannmurer slik at de tillater trafikk til ny IP-adresse.

Innenfor endringstidspunktet kan Blåresept-tjenesten være ustabil eller delvis tilgjengelig, noe som også påvirker Sentral Forskrivningsmodul og Tjenester (Blåresept, Tjenesteportalen).

[Les hele saken hos Norske Helsenett.](#)

### Hvordan endre brannmurinnstillinger

Vi anbefaler at dette utføres av driftsansvarlig eller annet IT-personell. CGM er ikke ansvarlig for lokale driftsinnstillinger og feil kan føre til driftsutfordringer.

1. Gå til innstillinger for brannmur
2. Finn “*blaresept.helsedirektoratet.no*” og endre IP-adresse til:  
**83.118.132.21**