

Versjonsnytt

- CGM JOURNAL 142 SR5

Start CGM Upgrader for å hente ned siste versjon

SFM: manglende informasjon eller automatisk lukking av feilmeldinger

Mange brukere opplevde å kun få opp en feilmelding som viste «*Dette nettstedet er ikke tilgjengelig*», mens andre steder var feilmeldingen kun synlig i ca. 1 sekund før den forsvant automatisk. Dette er nå rettet og SFM viser igjen reelle feilmeldinger som krever bekreftelse fra bruker før den lukkes.

Persontjenesten – feilmeldinger og store filer i Scheduler log

En teknisk feil i forbindelse med oppdatering av informasjon fra Persontjenesten skapte feilmeldinger av typen «*Value cannot be null*» i loggfilene til tjenesten Scheduler som kjører Persontjenesten og tilhørende oppdatering i bakgrunnen, samt at loggfilene blir store ved gjentatte feilmeldinger. Dette er nå rettet.

Informasjon fra Norsk Helsenett:

Endring i IP-adresser for Helsenorge (sjekk av Digital Aktiv status, førerrett m.m.)

- Dette gjelder ikke for brukere av CGM Medical Cloud
- Informasjonen er relevant for driftsansvarlig

Fra og med 24.02.2026 kl. 09:00 Norsk Helsenett gjøre endringer på teknisk plattform for EksternAPI og Førerrett. Dette medfører at dersom man har konfigurert brannmur for IP og ikke Base URL vil man måtte endre konfigurasjonen i brannmur for å fortsatt kommunisere som vanlig med eksempelvis tjenestene *Sjekk av pasientens digitale status* og *Førerrett* via Helsenorge.

Dette vil være særlig aktuelt for kommuner. Se neste side for endringer i IP-adresser.

Endringer i IP-adresser mot Helsenorge:

Eksposering	Base URL	IP
Internett	https://eksternapi.helsenorge.no	91.186.66.82 Fra 24. februar 2026 83.118.168.0/22 2a05:ec0:1017::/64
Helsenett	https://eksternapi-helsenett.helsenorge.no/	91.186.86.189 Fra 24. februar 2026 83.118.132.0/22
Helsenett	forerrett-app.hn.nhn.no	91.186.86.189 Fra 24. februar 2026 83.118.132.0/22